



Ofertas Especiales... hasta el 31 de julio de 2017

CREATE IT.

# 2 en 1

LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS x PULIDO POR AIRE



Dispositivo para tratamientos profilácticos

Para una mayor eficacia y confort en higiene bucal y control de la placa dental

## Varios Combi Pro

# CONTRA-ÁNGULOS

## Ti-Max Z Contra-Ángulos de Titanio



MODELO **Z25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- 3 AÑOS de Garantía

**749€\***  
-1.011€



MODELO **Z95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 3 AÑOS de Garantía

**1.149€\***  
-1.580€



MODELO **Z45L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Multiplicador 1:4,2
- 3 AÑOS de Garantía

**999€\***  
-1.411€

## Ti-Max X Contra-Ángulos de Titanio



MODELO **X25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C601**

- Con Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía
- + Turbina **Pana-Max2 PTL**

REF. **P1211**

**729€\***  
-1.560€



MODELO **X95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía
- + Turbina **Pana-Max2 PTL**

REF. **P1211**

**929€\***  
-1.015€

### + Pana-Max2

- Turbina de Acero Inoxidable Sin Luz

## S-Max M Contra-Ángulos de Acero Inoxidable



MODELO **M25** CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 18 MESES de Garantía

**379€\***  
-604€



MODELO **M95** CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- 18 MESES de Garantía

**499€\***  
-804€



MODELO **M65** CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 18 MESES de Garantía

**379€\***  
-582€

## KIT SUPERIOR PLUS



**959€\***  
-1.808€

- + Turbina de Acero Inoxidable Con Luz MODELO **M600L** REF. **P1002**
- + Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Acero Inoxidable Sin Luz MODELO **M25** REF. **C1027**

## KIT PREMIUM PLUS



**1.399€\***  
-2.778€

- + Turbina de Titanio Con Luz MODELO **Z900L** REF. **P1111**
- + Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Titanio Con Luz MODELO **Z25L** REF. **C1038**

## MICROMOTORES

### M40 XS **LED** Micromotor Eléctrico Con Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**



- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT®
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**599€\***  
-1.103€

### M40N XS Sin Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **E338**



**439€\***  
-747€

### S-Max M205 Micromotor Neumático

CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**

- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min<sup>-1</sup>
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno



**379€\***  
-529€

# POTENCIA

Ti·Max Z Serie de Turbinas



## TURBINAS

### Ti·Max Z



#### Turbinas de Titanio Con Luz

POTENCIA 26W

Conexión NSK  
 MODELO **Z900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**  
 + Acoplamiento para instrumentos NSK  
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **Z900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidad: 320.000~400.000 min<sup>-1</sup>
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP®
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo **Z800L** con el cabezal aún más pequeño: ø10,8 x Al 12,1 mm
- 2 AÑOS de Garantía

799€\*  
-1.767€

### S·Max M



#### Turbinas de Acero Inoxidable Con Luz

POTENCIA 20W

Conexión NSK  
 MODELO **M600L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1002**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **M600KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1006**

- Spray de Agua Quattro
- Cambio del cartucho por el propio usuario
- Rodamientos de cerámica con tecnología ISB®
- 18 MESES de Garantía

479€\*  
-922€

### S·Max pico



#### Turbina de Acero Inoxidable Con Luz

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

Conexión NSK  
 MODELO **S·Max pico** CÓDIGO DE PEDIDO **P1140**

- Spray Simple
- Sistema de Cabezal Limpio
- Rodamientos de cerámica con tecnología ISB®
- 18 MESES de Garantía



Escala 1:1 Cabezal-Ø: 8,6mm  
 Altura del Cabezal: 9,0mm

699€\*  
-965€

### Pana·Max2



#### Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

POTENCIA 20W

Conexión NSK  
 MODELO **Pana·Max2 PTL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **Pana·Max2 KV** CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

- Spray Simple
- Cambio del cartucho por el propio usuario
- Rodamientos de cerámica

299€\*  
-608€



Conexión directa  
 MODELO **Pana·Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**

249€\*  
-452€

## Acoplamientos

LED

Acoplamiento para instrumentos NSK



179€\*  
-382€

MODELO **PTL-CL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1001600**

Acoplamiento para instrumentos KaVo®



299€\*  
-545€

MODELO **KCL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1005600**

## Varios 970

**LED**

1.599 €\*  
2.721 €

MODELO **Varios 970 LED**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001168**

- Ultrasonido Multifuncional
- Con Luz LED




1.399 €\*  
2.349 €

MODELO **Varios 970**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001175**

- Ultrasonido Multifuncional
- Sin Luz

Puede descargar en PDF  
el Libro de Puntas:

[http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-higiene/varios\\_tips/](http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-higiene/varios_tips/)



NSK ofrece una amplia selección de puntas de escarificador ultrasónico Varios para usos clínicos

1+1



## Puntas Varios

Por la compra de cualquier punta Varios recibirá **GRATIS** otra del mismo modelo

## Varios 370

MODELO **Varios 370**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001340**

- Ultrasonido Compacto Multifunción

699 €\*  
1.207 €



239 €\*  
-330 €



MODELO **FX57m** CÓDIGO DE PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

699 €\*  
-964 €



MODELO **X55L** CÓDIGO DE PEDIDO **C608**

- Contra-Ángulo Con Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple

499 €\*  
-709 €



MODELO **X55** CÓDIGO DE PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple

# 2 en 1



LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS  
X  
PULIDO POR AIRE

## Varios Combi Pro

## Varios Combi Pro

Dispositivo de limpieza por ultrasonidos/pulido de aire para tratamientos profilácticos

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002843**

El equipo se compone de:

- **Prophy-System** · Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
- **Ultrasonidos** · Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G6, G8
- Pedal de control multifunciones
- Unidad de control



4.999€\*  
6.695€\*



+

## Kit Perio

Tratamiento periodontal subgingival

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003042**

El equipo se compone de:

- Pieza de mano de pulido periodontal · Depósito de polvo
- Para conexión con Varios Combi Pro
- Puntas Perio-Mate (40 puntas estériles envasadas)
- Polvo Perio-Mate (1 frasco de 160g)

## Perio-Mate

Eliminador de Película Biológica

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina  
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis  
La pieza de mano gira 360°


+ 2ª Pieza de Mano

+ Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g

**Perio-Mate**

**Pieza de mano Perio-Mate** REF. **T1043010**

**Perio-Mate Powder** REF. **Y900938**



999€\*  
1.865€\*



## Perio-Mate Powder

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900938**

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g



59€\*  
78€\*

## Prophy-Mate neo

Sistema de Blanqueamiento Dental

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina  
Diseño ligero y flexible  
La pieza de mano gira 360°

+ 2ª Pieza de Mano

+ FLASHpearl · 4 frascos de 300 g

**Prophy-Mate neo**

**Pieza de mano larga** REF. **T797010**

**Falsh Pearl** REF. **Y900698**

899€\*  
1.676€\*



## FLASHpearl

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900698**

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g



79€\*  
109€\*

CIRUGÍA

# Variosurg 3


## Sistema de Cirugía Ultrasónica

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**

- Aplicaciones: Cirugía Ósea · Elevación de Seno  
Cirugía Periodontal · Cirugía Endodóntica
- Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

CON DOBLE LUZ

**LED**



5.990 €  
8.808 €

**50% MÁS DE POTENCIA**



Incluido:  
Kit Básico  
H-SG1  
SG3  
SG5  
SG6D  
SG7D  
SG11



**Regalo:**



**+ Soporte Puntas**



# Surgic Pro+ × Variosurg 3

## DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos Unidades Quirúrgicas para su utilización con un solo pedal creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto

**LED**

8.990 €  
14.715 €



**Surgic Pro+ LED** REF. Y1002096  
**Variosurg 3** REF. Y1002248  
**iCart Duo** REF. S9090  
**Cable de Enlace** REF. Z1189

Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:

[http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip\\_guide.pdf](http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip_guide.pdf)



## Puntas Variosurg 2+1

Puede elegir 3 puntas Variosurg de cualquier modelo... Recibirá GRATIS la de precio inferior [Oferta no aplicable a kits de puntas]

CIRUGÍA

# Surgic Pro<sup>+</sup>

Micromotor para Implantología

- POTENTE
- SEGURO
- PRECISO



MAYOR POTENCIA Hasta 80 Ncm

2.990 €\*  
5.748 €\*

## Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

- Incluye Contra-Ángulo SG20
- Sin Luz · Reducción 20:1

3.990 €\*  
7.620 €\*

## Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

- Incluye Contra-Ángulo X-SG20L
- Con Luz · Reducción 20:1

4.490 €\*  
8.530 €\*

## Surgic Pro<sup>+</sup> **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003585**

- Incluye Contra-Ángulo X-DSG20L
- Con Luz · Reducción 20:1 · Desmontable
- Almacenamiento de datos · USB

**REGALO:** 2º Contra-Ángulo del mismo modelo  
+ Pieza de Mano



+



- Pieza de Mano SGS-ES
- Sin Luz · Velocidad Directa 1:1



+



- Pieza de Mano X-SG65
- Sin Luz · Velocidad Directa 1:1



+



- Pieza de Mano X-SG65L
- Con Luz · Velocidad Directa 1:1

# CIRUGÍA

## Contra-Ángulos · Reducción 20:1



MODELO **SGMS-ER20i** C.P. **Y110147**  
 • Sin Luz  
 • Reducción 20:1  
 • Indicador de profundidad

595 €  
 824 €



MODELO **SG20** CÓD. PEDIDO **C1010**  
 • Sin Luz  
 • Reducción 20:1

655 €  
 922 €



MODELO **X-SG20L** CÓD. PEDIDO **C1003**  
 • Con Luz  
 • Reducción 20:1

955 €  
 1.342 €

DESMONTABLE



MODELO **X-DSG20**  
 CÓD. PEDIDO **C1067**  
 • Sin Luz

890 €  
 1.172 €

MODELO **X-DSG20L** CÓD. PEDIDO **C1068**  
 • Con Luz  
 • Reducción 20:1

1.090 €  
 1.449 €

## Alta Velocidad



MODELO **X450L** CÓD. PEDIDO **P1078**  
 • Con Luz  
 • Cabezal en ángulo de 45°

790 €  
 964 €



MODELO **SG93**  
 CÓD. PEDIDO **C1007**  
 • Sin Luz

745 €  
 1.049 €

MODELO **SG93L** CÓD. PEDIDO **C1004**  
 • Con Luz  
 • Multiplicador 1:3  
 • Spray triple

965 €  
 1.348 €



MODELO **Z-SG45**  
 CÓD. PEDIDO **C1108**  
 • Sin Luz

790 €  
 1.123 €

MODELO **Z-SG45L** CÓD. PEDIDO **C1107**  
 • Con Luz  
 • Multiplicador 1:3  
 • Spray triple

990 €  
 1.319 €

## Piezas de Mano



MODELO **X-SG65**  
 CÓD. PEDIDO **H1038**  
 • Sin Luz

490 €  
 654 €



MOD. **SGS-ES** C.P. **H264**  
 • Sin Luz  
 • Velocidad Dir. 1:1

390 €  
 541 €



MOD. **SGS-E2S** C.P. **H266**  
 • Sin Luz  
 • Multiplicador 1:2

795 €  
 1.110 €



MOD. **SGA-ES** C.P. **H263**  
 • Sin Luz  
 • Velocidad Dir. 1:1  
 • Ángulo de 20°

695 €  
 942 €



MOD. **SGA-E2S** C.P. **H265**  
 • Sin Luz  
 • Multiplicador 1:2  
 • Ángulo de 20°

895 €  
 1.204 €


## Piezas de Mano · Microsierras



Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E** CÓD. PEDIDO **SH162**  
 • Sin Luz  
 • Reducción 3:1

995 €  
 1.475 €



17° Oscilación

MODELO **SG02-E** CÓD. PEDIDO **SH164**  
 • Sin Luz  
 • Reducción 3:1

1.395 €  
 1.985 €



3° Sagital

MODELO **SGT2-E** CÓD. PEDIDO **SH163**  
 • Sin Luz  
 • Reducción 3:1

1.295 €  
 1.840 €

## iSD900

### Destornillador Protésico Inalámbrico

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**




899 €  
 1.798 €

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min<sup>-1</sup>



# ENDODONCIA

## OFERTA KIT ENDODONCIA



1.649 €\*  
3.256 €\*

**iPex II** REF. **Y1002208**  
**ENDO-MATE DT** REF. **Y141121**  
**MPAS-F20R** REF. **Y110046**

### iPex II

#### Localizador de Ápice Avanzado

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

799 €\*  
1.093 €\*



### ENDO-MATE DT

#### Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141121**

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

799 €\*  
1.684 €\*



### ENDO-MATE TC2

#### Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

899 €\*  
1.555 €\*



Incluye adaptador **QF** para limas manuales

MODELO **X35L** CÓD. PEDIDO **C620**

- Contra-Ángulo Con Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

799 €\*  
1.134 €\*



Incluye adaptador **QF** para limas manuales

MODELO **X35** CÓD. PEDIDO **C624**

- Contra-Ángulo Sin Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

539 €\*  
766 €\*



MODELO **MPAS-F20R** CÓD. PEDIDO **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

339 €\*  
479 €\*

## EQUIPO MÓVIL DENTAL

### Dentalone

#### Gabinete Dental Portátil

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual



10.950 €\*  
14.662 €\*

### VIVA MATE G5

#### Micromotor Autónomo Con Luz

**LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min<sup>-1</sup>



1.399 €\*  
1.926 €\*

# iCare

Limpieza y lubricación automáticas

Tipo C2:  
2 conectores turbinas  
2 conectores sistema Intra

MODELO **iCare C2** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002787**

1.649 €  
2.879 €



# iCare+



Sistema automático de limpieza, desinfección y lubricación para instrumental rotatorio

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
  - Apto para instrumental con spray interno y/o externo
  - Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5

**+** iCare+ C2  
n.clean  
n.cid  
aceite de mantenimiento  
2 adaptadores turbina a elegir

REF. **S102**  
REF. **ACL600**  
REF. **ACD600**  
REF. **Z016117**

5.250 €  
8.276 €



MODELO **n.clean** CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**  
Solución de limpieza y aclarado con efecto detergente, bacteriostático y fungistático

135 €  
-180 €



MODELO **n.cid** CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**  
Solución bactericida, fungicida y virucida

135 €  
-191 €



## Pana Spray Plus

**Obsequio:** 1 Punta de Lubricación

Pana Spray Plus CÓDIGO DE PEDIDO **Z182100**

18,50 €  
-26,85 €

## iClave plus

Autoclave de clase B  
con tecnología de vanguardia


3.999€\*

7.080€\*

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**


- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD



Cámara de 18 litros de capacidad  
Con un volumen útil equivalente  
a un autoclave de 24 litros

El sistema de bandejas especiales  
permite introducir  
un mayor número de piezas



Panel de control de fácil manejo  
mediante un código de colores  
que cambian según la fase del  
proceso en la que se encuentre:

- Blanco: Pantalla de selección
- Amarillo: En funcionamiento
- Verde: Esterilización completa
- Rojo: Error




Cámara de acero



Cámara de cobre



Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica  
Posee una conductividad térmica superior al 25%  
frente a las cámaras de acero



Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo  
**Calor Adaptativo**  
permite alcanzar una temperatura  
uniforme en todo el interior de  
la cámara evitando dañar los  
instrumentos



Trazabilidad:

Registro de datos de los ciclos de esterilización  
Todos los parámetros relevantes del ciclo se guardan  
con su fecha y hora en una unidad flash USB

ECO SOSTENIBLE:  
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y DE AGUA

## iClave mini


Autoclave portátil de clase S  
para piezas de mano

1.999€\*

4.590€\*

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003074**

- Autoclave de clase S que cumple con los estándares europeos de esterilización



Tamaño compacto: altura 360 mm  
Reducido peso: 15,5 kg  
Totalmente portátil

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN:  
**14 MINUTOS**



Realiza varias fases de vacío  
para esterilizar correctamente  
incluso el interior de las piezas de mano



El panel es fácil de manejar y mantener  
aumenta la fiabilidad de la esterilización



Diseño cómodo y confortable  
Superficies lisas sin soldaduras  
tanto en el interior como en el exterior



TAN PEQUEÑO...  
QUE CABE EN CUALQUIER PARTE



Rápido y con gran capacidad

La nueva tecnología de calentamiento  
que rodea la cámara de 2,5 litros  
funciona igual que la combinación  
de la cámara de cobre  
y el sistema de "Calor Adaptativo"

A pesar de su pequeño tamaño  
tiene una gran capacidad  
y cuenta con ciclos rápidos muy eficaces

# LABORATORIO

## ULTIMATE XL COMPACTO

Micromotor de inducción

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141470**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000-50.000 min<sup>-1</sup>



**CAMPAÑA RECOMPRA**

**1.000 €**

-DESCUENTO-  
POR SU ANTIGUO  
MICROMOTOR

**1.117 €**

~~2.117 €~~

## VOLVERE i7

Micromotor estándar

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000-35.000 min<sup>-1</sup>



**899 €**

~~1.526 €~~

## MIO

Micromotor sin núcleo

CÓDIGO DE PEDIDO **Y140804**

- Velocidad: 3.000-35.000 min<sup>-1</sup>
- Exclusivo mecanismo anti-polvo



**699 €**

~~1.078 €~~

## PRESTO AQUA LUX

Turbina Neumática LED con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**CAMPAÑA RECOMPRA**

**1.000 €**

-DESCUENTO-  
POR SU ANTIGUA  
TURBINA

**1.691 €**

~~2.691 €~~



## PRESTO AQUA II

Turbina Neumática con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**CAMPAÑA RECOMPRA**

**848 €**

-DESCUENTO-  
POR SU ANTIGUA  
TURBINA

**1.210 €**

~~2.058 €~~



## PRESTO II

Turbina Neumática sin lubricación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**CAMPAÑA RECOMPRA**

**420 €**

-DESCUENTO-  
POR SU ANTIGUA  
TURBINA

**610 €**

~~1.030 €~~



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

## SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK



tel: +34 91 626 61 28 · e-mail: sat@nsk-spain.es

- Mano de obra cualificada
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Reparaciones inmediatas
- Asesoramiento y atención personalizados

Galicia, Asturias, Castilla y León, Islas Canarias

**Fco. Javier Portela**  
portela@nsk-spain.es  
móvil: +34 645 42 69 12

Portugal

**António Teixeira**  
teixeira@nsk-spain.es  
móvil: +351 912 29 21 02

Andalucía, Murcia, Ciudad Real, Badajoz, Ceuta y Melilla

**José María Castro**  
castro@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 32



Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos

**Miguel Camacho**  
camacho@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 75

Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cáceres

**M<sup>o</sup> Jesús Suárez**  
suarez@nsk-spain.es  
móvil: +34 636 79 64 64

Aragón, Comunidad Valenciana, Albacete, Islas Baleares

**Óscar Llorente**  
llorente@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 03



**NSK Dental Spain SA** [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es