

# I AM DEMANDING

X MIND  
trium

Una calidad de imagen  
a la altura de sus exigencias

> ver páginas 4/5



## OFERTAS PROMOCIONALES

válidas desde el 1 de febrero hasta el 28 de abril de 2017

Pueden adquirir cualquier producto de su interés a través de los depósitos dentales distribuidores de nuestras marcas.

ACTEON



MORE INVENTIVE LESS INVASIVE

**ACTEON**

# Ofertas



IMAGING

## Radiología extraoral

X-Mind® Trium.....	4
X-Mind® Novus®.....	6
X-Mind® Pano Ceph D+.....	6
X-Mind® 3D / 3Dx.....	7
WhiteFox.....	8

## Radiología intraoral

SOPIX <sup>2</sup> ® y SOPIX <sup>SD</sup> ®.....	9
X-Mind® DC.....	10
X-Mind® Unity.....	11
PSPIX <sup>2</sup> ®.....	12

## Cámaras intraorales

SOPRO® 617.....	13
SOPROLIFE®.....	13
SOPRO CARE®.....	14

## Diversos

Packs Imaging.....	15
--------------------	----

EQUIPMENT

## Ultrasonidos

Newtron® Booster.....	16
Newtron® P5 XS B.LED.....	17
Piezas de mano.....	18
Insertos.....	20
Kits de insertos.....	24

## Aeropolidores

AIR-N-GO® easy.....	25
Polvos.....	26

## Polimerización

MiniLED™.....	27
---------------	----

## Cirugía Ósea

Piezotome® Solo LED.....	28
Piezotome® 2.....	29
ImplantCenter 2.....	29
Insertos.....	29

## Diversos

Servotome®.....	30
-----------------	----

## Esterilización

Quaz®.....	30
------------	----

Información.....	31
------------------	----

Contactos.....	35
----------------	----

## X MIND trium



El X-Mind Trium contiene un algoritmo de adquisición y reconstrucción que proporciona una calidad de imagen superior con perfecta uniformidad independientemente del eje de visualización.

- ▶ Rotación completa de 360°.
- ▶ Indispensable para la planificación implantaria.
- ▶ Cortes transversales simplificados.
- ▶ Endoscopio virtual.
- ▶ Cálculo del volumen de biomaterial para elevación de seno.
- ▶ Cirugía guiada.

## GRAN VARIEDAD DE FOV'S

- ▶ FOV de 40x40 mm con una resolución más nítida desde 75  $\mu$ m en el tratamiento del conducto radicular o lesiones periodontales localizadas.
- ▶ FOV's de 60x60 mm o de 80x80 mm para la perfecta colocación de los implantes o problemas periodontales generalizados.
- ▶ FOV de 110x80 mm para una vista completa de la dentadura, el canal mandibular y los senos en una sola exploración.



ø 40x40 mm.



ø 60x60 mm.



ø 80x80 mm.



ø 110x80 mm.

## X MIND trium

**3 en 1 en imágenes  
extraorales para todas  
las necesidades 3D.**

- Panorámico
- Cone Beam
- Ceph

- ▶ Resolución de imagen de 75  $\mu\text{m}$ .
- ▶ Filtro de reducción de los artefactos metálicos.
- ▶ Una óptima solución 3D para todas las especialidades, incluyendo Implantología, Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia...
- ▶ Un servicio completo y exclusivo proporcionado por ACTEON: hot-line, formación in situ, asistencia remota de software, etc...



*Trazo del nervio.*

Producto sanitario de clase IIb (DNV - CE 0434).  
Fabricante: DE GÖTZEN Grupo ACTEON (Italia).

CON LA SEGURIDAD Y APOYO DEL  
SERVICIO DE  
ASISTENCIA  
TÉCNICA ACTEON

CONSULTAR  
según  
composición

## X-Mind Novus<sup>e</sup>

- ▶ Panel ClearTouch™ (Táctil).
- ▶ Rango de kV seleccionable más amplio: 63 kV, 66 kV, 70 kV, 73 kV y 77 kV.
- ▶ Programa de Aleta de Mordida (opcional).
- ▶ Calidad excepcional de las imágenes en sólo 9 seg.
- ▶ 4 Programas de imágenes.

Ref. F03390/E  
**25.004 €**

**17.490 €**

Con opción  
"Aleta de mordida"  
(B03390/E)  
**SIN CARGO**

Producto sanitario de clase I Ib (VTT - CE 0537).  
Fabricante: SOREDEX (Finlandia).



CON LA SEGURIDAD Y APOYO DEL  
**SERVICIO DE  
ASISTENCIA  
TÉCNICA ACTEON**

## X-Mind Pano D+ Ceph D+


CON LA SEGURIDAD Y APOYO DEL  
**SERVICIO DE  
ASISTENCIA  
TÉCNICA ACTEON**

**Panorámico  
digital con  
telerradiografía.**

- ▶ Sistema de selección automática del kV basado en el tamaño craneal del paciente.

Ref. F03401  
**39.793 €**

**27.490 €**



Producto sanitario de clase I Ib (VTT - CE 0537).  
Fabricante: SOREDEX (Finlandia).

## X-Mind 3D

### 3 en 1:

- **Panorámico**
- **Cone Beam** (opcional)
- **Ceph** (opcional)

- ▶ Programa "3D Endo" con voxel de 85 µm.
- ▶ Sensor "flat panel" del X-MIND 3D con tecnología CMOS.
- ▶ Combina precisión de diagnóstico, obtención rápida de imágenes y dosis bajas de emisión.

Producto sanitario de clase IIb (VTT - CE 0537).  
Fabricante: SOREDEX (Finlandia).

CON LA SEGURIDAD Y APOYO DEL  
SERVICIO DE  
ASISTENCIA  
TÉCNICA ACTEON

CONSULTAR  
según  
composición



## X-Mind 3Dx

### 5 FOV's:



- ▶ Posicionamiento libre del FOV: funciones PickPoint™ y EasyScout™ con recortador de zonas elegidas.
- ▶ Función WiseDose™ con DCC™, Control de dosis por tratamiento.
- ▶ SARA™ and SMAR™.
- ▶ RealPAN™.
- ▶ Compatible con los sistemas líderes en navegación quirúrgica y guías de perforación.

Producto sanitario de clase IIb (VTT - CE 0537).  
Fabricante: SOREDEX (Finlandia).

\*Opcionales.

CONSULTAR  
según  
composición

# I AM ABSOLUTE

**whitefox**  
Cone Beam Computed Tomography System



∅ 60x60 mm. ∅ 80x80 mm. ∅ 120x80 mm. ∅ 150x130 mm. ∅ 200x170 mm.

## Calibración de las unidades Hounsfield.

- ▶ El WhiteFox ofrece cinco FOV diferentes que le permitirán elegir el volumen más adecuado a su necesidad y su diagnóstico, con una resolución inigualable.
- ▶ Puede completar su WhiteFox con un pack ENT (opcional) para ampliar sus aplicaciones a las zonas de senos, oídos y garganta.



**CONSULTAR**  
según  
composición

CON LA SEGURIDAD Y APOYO DEL  
**SERVICIO DE  
ASISTENCIA  
TÉCNICA ACTEON**

Producto sanitario de clase IIb (DNV - CE 0434).  
Fabricante: DE GÖTZEN Grupo ACTEON (Italia).

SOPIX<sup>2</sup>Ref. S00560  
5.469 €**4.419 €**

SOPIX<sup>2</sup> proporciona una calidad de imagen excepcional, 25 pl/mm, utilizando las mejores tecnologías disponibles.

**Sensor SOPIX<sup>2</sup> Talla 1**



## Sensores digitales SOPIX

- ▶ Los sistemas de radiología Sopix integran la tecnología CMOS con fibra óptica.
- ▶ La tecnología Ace permite controlar la cantidad de rayos X almacenados por el sensor: la imagen sale siempre correcta a la primera.
- ▶ El sensor SOPIX<sup>2</sup> genera imágenes de mejor definición.

SOPIX<sup>SD</sup>Ref. S00901  
4.110 €**3.389 €**

Con la calidad y fiabilidad probadas, SOPIX<sup>SD</sup> ofrece una imagen de buena resolución, 20 pl/mm, a un precio muy asequible.


**Sensor SOPIX<sup>SD</sup> Talla 1**



## X MIND DC

### Generador de rayos X intraoral de alta frecuencia

- ▶ Imágenes de alta calidad.
- ▶ Punto focal de 0,7 mm.
- ▶ Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
- ▶ Selección de corriente: 4 o 8 mA.
- ▶ Tiempo de exposición mínimo: 0,02 seg.
- ▶ Centralita programable y personalizable.
- ▶ Permite comandar dos generadores de rayos X con una sola centralita.
- ▶ Posicionamiento preciso y flexible.



3.245 €

**2.565 €**

**Con prolongación 40 o 80 mm.**

X MIND  
unity

## Generador de rayos X intraoral de alta frecuencia

### Imagen nítida y contrastada

- ▶ Ofrece un punto focal de 0,4 mm.
- ▶ Propone varios ajustes:
  - Tensión anódica (60, 65 o 70 kV).
  - Corriente anódica (de 4 a 7 mA).

Estos parámetros aseguran una imagen nítida y contrastada con contornos perfectamente definidos.

Además, gracias a sus mecanismos antivibración y antimovimiento, se sorprenderá de la facilidad y de la estabilidad al posicionar el X-Mind® unity.

- ▶ El movimiento es fluido y se realiza sin ningún esfuerzo.
- ▶ Se asegura un posicionamiento libre de deriva durante una exploración.
- ▶ Con anclaje superior o inferior.

### Con prolongación 40 o 80 mm.

3.863 €

**3.080 €**



# I AM EXCLUSIVE

Ref. S7020001  
6.695 €

**6.026 €**

## PSPiX<sup>2</sup>

**El escáner personal  
de radiología intraoral**



- ▶ Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.
- ▶ Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
- ▶ Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
- ▶ Para un uso personal o un entorno "multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.

Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2), 200 fundas higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2), 1 portaplacas y 1 lápiz para pantalla táctil.

PSPiX<sup>2</sup>: Producto sanitario de clase I. Fabricante: SOPRO® Grupo ACTEON (Francia).

Placas de imagen: Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO® Grupo ACTEON (Francia).



## SOPRU 617

Con Dock USB2

- ▶ Su ángulo de visión de 105°, superior a cualquier cámara del mercado, disminuye la distorsión de la imagen.
- ▶ Para extraoral e intraoral.

### Modos de cámara



Extraoral



Intraoral

Ref. S00421

~~2.977 €~~

**1.638 €**

Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO® Grupo ACTEON (Francia).



## SOPRU LIFE

Con Dock USB2

### Sistema de detección de caries por fluorescencia.



- ▶ Detecta caries en sus distintos estados y diferencia claramente tejidos sanos e infectados.
- ▶ Permite excavar únicamente la zona dañada sin perjudicar los tejidos sanos colindantes.

Ref. S00570

~~4.831 €~~

**3.389 €**

### Modos de cámara



Retrato



Sonrisa



Intraoral



Macro

### 3 soluciones de diagnóstico:

- ▶ modo DAYLIGHT
- ▶ modo DIAGNÓSTICO
- ▶ modo TRATAMIENTO

Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO® Grupo ACTEON (Francia).

## SOPRO CARE

Con Dock USB2



### 3 modos, 3 soluciones de diagnóstico

- Cámara intraoral.
- Revelación de la placa dental y las inflamaciones gingivales.
- Detección de caries.

El primer dispositivo en el mercado que destaca inflamaciones gingivales, placa dental y caries oclusales.

Sistema de diagnóstico que agrupa las ventajas de la tecnología basada en la fluorescencia y en la amplificación cromática selectiva.

- ▶ Ayuda al diagnóstico.
- ▶ Integración al flujo de trabajo.
- ▶ Mejora el rendimiento de su clínica.

Ref. S00801

~~4.110 €~~

**2.977 €**



Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO® Grupo ACTEON (Francia).

### Modos de Diagnóstico

Modo Perio



Modo Cario



Modo Daylight



**PACK 1:** S00901 - SOPIX<sup>SD</sup> (Talla 1) + S00421 - Cámara SOPRO 617 USB2

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
7.087 €	<b>4.697 €</b>

**PACK 2:** S00560 - SOPIX<sup>2</sup> (Talla 1) + S00421 - Cámara SOPRO 617 USB2

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
8.446 €	<b>5.469 €</b>

**PACK 3:** X-Mind DC + S00901 - SOPIX<sup>SD</sup> (Talla 1)

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
7.355 €	<b>5.768 €</b>

**PACK 4:** X-Mind DC + S00560 - SOPIX<sup>2</sup> (Talla 1)

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
8.714 €	<b>6.726 €</b>

**PACK 5:** X-Mind DC + S7020001 - PSPIX<sup>2</sup>

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
9.940 €	<b>8.230 €</b>

**PACK 6:** X-Mind DC + S00901 - SOPIX<sup>SD</sup> (Talla 1) F03390/E - X-MIND Novus<sup>®</sup>

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
32.359 €	<b>22.542 €</b>

**PACK 7:** X-Mind DC + S00560 - SOPIX<sup>2</sup> (Talla 1) F03390/E - X-MIND Novus<sup>®</sup>

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
33.718 €	<b>23.572 €</b>

**PACK 8:** X-Mind DC + S7020001 - PSPIX<sup>2</sup> F03390/E - X-MIND Novus<sup>®</sup>

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
34.944 €	<b>25.106 €</b>

**PACK 9:** X-Mind DC + S00901 - SOPIX<sup>SD</sup> (Talla 1) F03401 - X-MIND Pano Ceph D+

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
47.148 €	<b>32.242 €</b>

**PACK 10:** X-Mind DC + S00560 - SOPIX<sup>2</sup> (Talla 1) F03401 - X-MIND Pano Ceph D+

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
48.507 €	<b>33.272 €</b>

SOPIX<sup>2</sup> y SOPIX<sup>SD</sup>: Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO<sup>®</sup> Grupo ACTEON (Francia).

PSPIX<sup>2</sup>: Producto sanitario de clase I. Fabricante: SOPRO<sup>®</sup> Grupo ACTEON (Francia). Placas de imagen: Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO<sup>®</sup> Grupo ACTEON (Francia).

SOPRO 617: Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO<sup>®</sup> Grupo ACTEON (Francia).

X-MIND DC: Producto sanitario de clase IIb (EUROFINS - CE 0477) Fabricante: DE GÖTZEN Grupo ACTEON (Italia).

X-MIND NOVUS<sup>®</sup> y X-MIND PANO Ceph D+: Productos sanitarios de clase IIb (VTT - CE 0537). Fabricante: SOREDEX (Finlandia).

**PACK 11:** X-Mind DC + S7020001 - PSPIX<sup>2</sup> F03401 - X-MIND Pano Ceph D+

Precio PVP <sup>2017</sup>	Precio Pack
49.733 €	<b>34.806 €</b>

# I AM A CARING

## NEUTRON

**Preserva los dientes con vibraciones  
ultrasónicas perfectas y la calidad del inserto.**

### NEUTRON BOOSTER

Tecnología Neutron.  
Pieza de mano  
SP NEWTRON®,  
esterilizable.



Compacto y eficaz

*implant*Protect  
Pure Titanium

**La mejor solución  
para la limpieza de implantes.**



Ref. F60207  
1.236 €

**815 €**

+ 1 Inserto IP1 ¡ SIN CARGO !

Inserto IP1 (F02121) Valorado en 130 €

**TOTAL 4 Insertos: 1, 1S, H3 e IP1.**

Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459).  
Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

## NEWTRON

P5XS B.LED

Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación.

El revelador de placa F.L.A.G. for B.LED puede diluirse en el depósito de 300 ml y aplicarse de manera muy sencilla y práctica.



Polivalente y autónomo



Dotado de una pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable incluyendo un anillo de luz azul, un anillo de luz blanca, una llave dinamométrica esterilizable, tres insertos: 1, 1S y H3, 5 frascos de 1,5 ml de F.L.A.G. for B.LED y un depósito de 300 ml.

*implantProtect*  
Pure Titanium

La mejor solución para la limpieza de implantes.

Ref. F62140  
~~2.678 €~~

**1.445 €**



+ 1 Inserto IP1 ¡ SIN CARGO !

Inserto IP1 (F02121) Valorado en 130 €

**TOTAL 4 Insertos: 1, 1S, H3 e IP1.**

Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459).  
Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

Piezas de mano

Opción 1

## Pieza de mano NEWTRON® Esterilizable.



Ref. F12281  
592 €

**395 €**

Opción 1

## Pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED Esterilizable.



Ref. C12900  
834 €

**545 €**

Opción 2

Por la compra de **7**  
 unidades del inserto N°1  
**1 pieza de mano NEWTRON®**  
**SIN CARGO**

Ref. F00246  
 7 x 96 € =

**672 €**

**Pieza de mano NEWTRON®**  
 Esterilizable.

(F12281) Pieza de mano  
 SP NEWTRON  
 SIN CARGO  
 valorada en 592 €.



Opción 2

Por la compra de **9**  
 unidades del inserto N°1  
**1 pieza de mano**  
**NEWTRON® SLIM B.LED**  
**SIN CARGO**

Ref. F00246  
 9 x 96 € =

**864 €**

**Pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED**  
 Esterilizable.

(C12900) Pieza de mano  
 NEWTRON SLIM B.LED  
 SIN CARGO  
 valorada en 834 €.



# I AM CARING

**2+1**  
SIN CARGO

Por la compra de **2** unidades de insertos de ultrasonidos, le regalamos **1 inserto adicional SIN CARGO.**

Los 3 insertos pueden ser de distinto modelo. SIN CARGO el de menor PVP.

**5+3**  
SIN CARGO

Por la compra de **5** unidades de insertos de ultrasonidos, le regalamos **3 insertos adicionales SIN CARGO.**

Los 5 insertos pueden ser de distinto modelo. SIN CARGO los de menor PVP.

## scaling



## perfectmargin Rounded



## perfectmargin Shoulder



## perfectmargin Veneers



## excavus



## periodontics



## perioPrecision



## perioSoft



## perio**m**aintenance

BDR



## implantProtect

Pure Titanium



## irrisafe



**IRRISAFE**  
(Blister de 4 unid.)  
98 €

- IRR 20-21mm** - F43807
- IRR 20-25mm** - F43808
- IRR 25-21mm** - F43805
- IRR 25-25mm** - F43806

## endodontics



**LIMAS ENDO**  
(Blister de 4 unid.)  
75 €

- K10-21mm** - F43710
- K10-25mm** - F43712
- K15-21mm** - F43715
- K15-25mm** - F43717
- K25-21mm** - F43725
- K25-25mm** - F43727
- K30-21mm** - F43730
- K30-25mm** - F43732

## endosuccess

Canal Access Prep



**CAP1** F88181 143 €  
**CAP2** F88182 143 €  
**CAP3** F88183 143 €

## endosuccess

Retreatment



**ET20** F88011 111 €  
**ET40** F88012 111 €  
**ET20D** F88013 114 €  
**ET40D** F88014 114 €

## endosuccess

Retreatment



**ET18D** F88017 114 €  
**ETBD** F88020 120 €  
**ET25** F88018 120 €  
**ET25S** F88021 120 €  
**ET25L** F88022 120 €  
**ETPR** F88019 120 €

## endodontie



**S04 (N°1)**  
F88009  
96 €

## endosuccess

Apical Surgery



**AS3D** F00065 120 €  
**AS6D** F00079 120 €  
**AS9D** F00067 120 €  
**ASLD** F00080 120 €  
**ASRD** F00081 120 €

## endosurgery



**S12/70D** F00118 124 €  
**P14D** F00106 124 €  
**P15LD** F00107 124 €  
**P15RD** F00108 124 €

## implantProtect

Pure Titanium

Insertos de  
**TITANIO  
PURO**  
de grado 4

Ref. F02120  
**595 €**

**405 €**



### Kit ImplantProtect

#### LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LA LIMPIEZA DE IMPLANTES

Insertos de titanio puro de grado 4 para evitar transferencias de materiales hacia el implante.

Compuesto de 5 inserts: IP1, IP2L, IP2R, IP3L e IP3R,, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

## endosuccess

Retreatment



### Kit Endo Success™ Retratamiento

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones no quirúrgicas de tratamientos endodóncicos compuesto de 6 inserts: ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD y ETPR, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

Ref. F00737  
**521 €**

**285 €**

## endosuccess

Apical Surgery



### Kit Endo Success™ Cirugía apical

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones quirúrgicas endodóncicas compuesto de 5 inserts: AS3D, AS6D, AS9D, ASLD y ASRD, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

Ref. F00069  
**553 €**

**295 €**



# I AM VERSATILE

## AIR N GO EASY



**Una sola pieza de mano para cubrir todas las necesidades de pulido y tratamiento.**

- ▶ Mayor libertad de movimiento para tratamientos más precisos.
- ▶ 4 boquillas intercambiables: SUPRA (standard), PERIO easy, PERIO y PERIO Maintenance (opcionales).
- ▶ Pieza de mano mucho más fácil de limpiar.

Referencias especiales para esta oferta:

<b>AIR-N-GO® easy</b> con adaptador KaVo**	Réf. F10110
<b>AIR-N-GO® easy</b> con adaptador Sirona**	Réf. F10111
<b>AIR-N-GO® easy</b> con adaptador W&H**	Réf. F10112
<b>AIR-N-GO® easy</b> con adaptador Bien-Air**	Réf. F10113
<b>AIR-N-GO® easy</b> con adaptador Midwest**	Réf. F10115

\*\*KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air y Midwest son marcas registradas pertenecientes respectivamente a la compañía del mismo nombre. Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

+ 1 kg de POLVO

~~1.207 €~~

**915 €**



¡ SIN CARGO !

**1 kg de polvo "CLASSIC"**

4 sabores  
Ref. F10255  
(Valorado en 82 €)

+ 1 Kit PERIO easy  
+ 1 kg de POLVO

~~1.207 €~~  
+ Ref. F10120 - Kit PERIO easy = **519 €**  
~~1.726 €~~

**1.215 €**



**Kit PERIO easy**

Boquilla AIR-N-GO® PERIO easy y 1 frasco de AIR-N-GO® PERIO, polvo a base de glicina.  
Ref. F10120  
(Valorado en 519 €)

+



¡ SIN CARGO !

**1 kg de polvo**

**"CLASSIC"**  
4 sabores.  
Ref. F10255  
(Valorado en 82 €)




## Polvo AIR-N-GO® "PERIO"

3 frascos de 160 gr. Sabor neutro.

Ref. F10270

**P.V.P.: 110 €**

Precio final: 73,33 €



## Polvo AIR-N-GO® "CLASSIC"

4 frascos de 250 gr.

▶ Mentha pimentada: Ref. F10250

▶ Limón: Ref. F10251

▶ Frambuesa: Ref. F10252

▶ Cola: Ref. F10253

▶ Neutro: Ref. F10254

▶ Multisabor: Ref. F10255

**P.V.P.: 82 €**

Precio final: 54,66 €

Los 3 Packs pueden ser de distintos sabores.



## Polvo AIR-N-GO® "CLASSIC"

50 sobres de 20 gr.

▶ Mentha pimentada: Ref. F10256

▶ Limón: Ref. F10257

▶ Frambuesa: Ref. F10258

▶ Cola : Ref. F10259

▶ Neutro: Ref. F10260

**P.V.P.: 113 €**

Precio final: 75,33 €

Los 3 Packs pueden ser de distintos sabores.



## Polvo AIR-N-GO® "PEARL"

4 frascos de 250 gr.

Ref. F10262

**P.V.P.: 127 €**

Precio final: 84,66 €

## Polvo AIR-N-GO® "PEARL"

50 sobres de 20 gr.

Ref. F10263

**P.V.P.: 147 €**

Precio final: 98,00 €





Ref. F02507  
1.086 €

**715 €**

MINILED  
— STANDARD

## Lámpara de polimerizar

Polimerización de todos los composites en menos de 12 segundos (3 mm).  
3 programas: rápido, pulsado y progresivo.

**Potencia:**

▶ 1.250 mW/cm<sup>2</sup> con fibra óptica de Ø7,5 mm

MINILED  
— SUPERCHARGED

Ref. F05214  
1.413 €

**895 €**

## Simple y potente

Polimerización de todos los composites a partir de 3 segundos.  
3 programas: rápido, pulsado y progresivo. 8 tiempos diferentes.

**Potencia:**

- ▶ 2.000 mW/cm<sup>2</sup> con fibra óptica de Ø7,5 mm
- ▶ 3.000 mW/cm<sup>2</sup> con fibra óptica de Ø5,5 mm (opcional)



Ref. F05220  
1.413 €

**895 €**



MINILED  
— ORTHO 2

## Especial para Ortodoncia

4 tiempos de polimerización: 4, 8, 12 y 32 segundos.

**Potencia:**

▶ 3.000 mW/cm<sup>2</sup> con fibra óptica de Ø5,5 mm

Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459).  
Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

# I AM POWERFUL

## PIEZOTOME SOLO LED

EL GENERADOR PIEZOELÉCTRICO

MÁS POTENTE  
DEL MERCADO

**¡60 W!**

DEMOSTRADO



**Generador piezoeléctrico con LUZ LED de gran versatilidad.**

- ▶ Incluye 1 Kit Essential de 6 insertos, 1 Pieza de mano esterilizable (60 W), 2 líneas de irrigación esterilizables con 15 perforadores y 1 llave para insertos Easytorque.



Ref. F57510  
**6.541 €**

**4.995 €**

MALETA Valorada en 221 €

+ 1 Maleta para PIEZOTOME SOLO LED ¡ SIN CARGO !

Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

## PIEZOTOME 2



**Equipo que permite combinar las ventajas de la cirugía piezoeléctrica con ultrasonidos convencionales.**

- ▶ Pieza de mano esterilizable con luz LED (100.000 Lux).
- ▶ Potencia de 60 W.
- ▶ Pantalla táctil y pedal progresivo.
- ▶ Dotado de:  
(F87500) Pack Bone Surgery II  
y (F87519) Kit Sinus Lift.

Ref. C57400  
**9.359 €**

**6.995 €**

## IMPLANTCENTER 2

Ref. C27200  
~~13.305 €~~

**9.995 €**

**El "TODO EN UNO" de la cirugía implantaria con micromotor, cirugía piezoeléctrica y ultrasonidos.**

- ▶ Pieza de mano esterilizable con luz LED (100.000 Lux).
- ▶ Potencia de 60 W.
- ▶ Pantalla táctil y pedal progresivo.
- ▶ Dotado de: (F87500) Pack Bone Surgery II y (F87519) Kit Sinus Lift.



## INSERTOS CIRUGÍA ÓSEA



**3+1**  
SIN CARGO

Por la compra de **3** unidades de insertos de cirugía ósea, le regalamos **1 inserto adicional SIN CARGO.**

Los 4 insertos pueden ser de distinto modelo. SIN CARGO el de menor PVP.

## SERVOTOME®

### Electrobisturí de alta frecuencia



Electrobisturí con corte y coagulación simultáneos. Con brazaletes conductor y kit de 10 electrodos.

Ref. F57210  
1.502 €

**1.335 €**

## ESTERILIZACIÓN



### Autoclave de vapor de agua de ciclos de Clase B con sensor de control de calidad del agua destilada.

- ▶ Ciclos de grado médico clase B según normativa EN 13060 para esterilizar todo tipo de carga.
- ▶ Efecto anticóndensación.
- ▶ Software exclusivo que permite acortar los tiempos de los ciclos.
- ▶ Dispositivo con pantalla táctil ergonómica y de fácil utilización.
- ▶ Apertura automática de la puerta.
- ▶ Tarjeta de memoria integrada.
- ▶ Opción impresora externa.
- ▶ Visualización y registro de los últimos 50 ciclos realizados.



Ref. F03915/Q  
QUAZ 6.17 (17 litros)  
6.470 €

**5.150 €**



# LOS INSERTOS NO ORIGINALES PUEDEN COSTAR MUCHO MÁS

ACTEON® fabrica, desde hace muchos años, insertos respetuosos con los tejidos dentales y las vibraciones que transmiten están perfectamente sincronizadas con la pieza de mano que las genera. Las imperfecciones potenciales en la compatibilidad de insertos fabricados por terceros y por lo tanto "NO ORIGINALES", tanto a nivel físico como electrónico, pueden resultar en riesgos y desgastes prematuros en sus generadores.

## Riesgos para el paciente

- ▶ Riesgo de dañar los tejidos del paciente (esmalte, cemento, etc.).
- ▶ Riesgo de rotura del inserto, que puede ser tragado o inhalado por el paciente, o incluso perderse entre los tejidos.

## Riesgo para el equipo

Riesgo de sobrecalentamiento de la pieza de mano (lo que significa una disminución de su rendimiento electromecánico), que puede resultar en daños en la pieza de mano.

## Pérdida de eficiencia

El desgaste de los insertos altera su eficiencia (-2mm = -50% de eficiencia), reduce su aspereza, su vibración y su movimiento.

Obviamente, la responsabilidad de ACTEON®, tanto en el capítulo de responsabilidad civil como en el de garantías posventa, no se aplicará para daños provocados por la utilización de accesorios que no sean originales de la marca.

Vuelva siempre a los insertos ACTEON®.



Rosca normal con insertos ACTEON®



Rosca desgastada con insertos "no originales" ACTEON®



Rosca rota con insertos "no originales" ACTEON®

## DÓNDE ENCONTRAR información sobre los productos ACTEON®



### FOLLETOS COMERCIALES / MANUALES DE USO



Folletos comerciales disponibles en nuestra página web [www.es.actedgroup.com](http://www.es.actedgroup.com)

Manuales de uso disponibles en:  
[www.support-acteon-equipment.com/documentations.php?language=en](http://www.support-acteon-equipment.com/documentations.php?language=en)



### FACEBOOK



Síguenos en nuestro Facebook  
[www.facebook.com/es.acteon.iberica](http://www.facebook.com/es.acteon.iberica)



### VÍDEOS



Descubra nuestros vídeos en nuestro canal YouTube.

[www.youtube.com/user/acteoniberica](http://www.youtube.com/user/acteoniberica)

# EXTENSIÓN DE GARANTÍA

## ACTEON® HARMONIZA SU POLÍTICA DE GARANTÍA

Nuestros productos están amparados por un periodo de 2 años de garantía a partir de la fecha de suministro, excepto los accesorios y consumibles, que gozan de una garantía de 1 año.



## Menciones Legales

Ofertas válidas hasta el 28 de abril de 2017 inclusive o finalización de existencias.

Zona de aplicación: España y Portugal. Documento no contractual. Copyright © 2017 ACTEON IBERICA.

Precios sin I.V.A. Gastos de envío no incluidos. Precios y especificaciones de este documento pueden ser modificadas por ACTEON sin previo aviso. Las fotografías, según características específicas, pueden no ser idénticas. Precios válidos salvo error tipográfico. Zona de aplicación: España y Portugal. Productos disponibles a través de los depósitos dentales distribuidores de nuestras marcas.

Documento no contractual - Copyright © 2017 ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. Todos los derechos reservados. Ninguna información o parte de este documento puede ser reproducida o transmitida bajo cualquier forma sin la autorización previa de ACTEON.

Fecha de creación: enero'2017.

Los productos sanitarios presentados incluyen el marcaje CE en cumplimiento de la normativa vigente. Los fabricantes de estos productos sanitarios son SATELEC®, SOPRO®, DE GÖTZEN y SOREDEX (a menos que se indique lo contrario). Leer atentamente las instrucciones que figuran en el etiquetado o en las instrucciones que acompañan a los productos. Todas las informaciones obligatorias solicitadas para un uso correcto de estos productos sanitarios se encuentran en el resumen de características del producto correspondiente. Todos los productos presentados están reservados al uso profesional dental.

# I AM CARING



## NEUTRON

**Preserva los dientes  
con vibraciones  
ultrasónicas perfectas y  
la calidad del inserto**


- Preservación: Acero de una dureza específica, más cerca del esmalte.
- Eficacia: Regulación automática de la potencia y vibraciones ultrasónicas controladas (Tecnología Newtron®)
- Comodidad: Conserva el sentido del tacto para el usuario.

> ver páginas 16/17



**ACTEON**

Pueden realizar sus consultas a la dirección relacionada al pie de página de la contraportada y/o a nuestros responsables comerciales de su zona (según detalle de zonas).



**Jorge Juan Poch**  
RESPONSABLE COMERCIAL  
Cataluña y Aragón

609 302 318



**Pablo Castillo**  
DELEGADO COMERCIAL  
Cataluña y Aragón

616 946 001



**Daniel Ruiz**  
RESPONSABLE COMERCIAL  
Madrid  
y Zona Centro

690 307 192



**Rogelio Daza**  
RESPONSABLE COMERCIAL  
Andalucía, Extremadura  
y Canarias

609 675 042



**José De La Muela**  
DELEGADO COMERCIAL  
Andalucía Oriental

618 470 322



**Adolfo Ruas**  
RESPONSABLE COMERCIAL  
Zona Noroeste  
y Portugal

639 693 443



**José Antonio Navarro**  
RESPONSABLE COMERCIAL  
Zona Levante y Baleares

629 505 030



**Unai Arroyo**  
RESPONSABLE COMERCIAL  
Zona Norte

606 035 570

# MORE INVENTIVE LESS INVASIVE

[www.es.acteongroup.com](http://www.es.acteongroup.com)

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.  
Pol. Ind. Can Clapers - Avda. Principal Nº 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona)  
Tel + 34 900 104 423 | Fax + 34 937 153 229  
[info.es@acteongroup.com](mailto:info.es@acteongroup.com) | [www.es.acteongroup.com](http://www.es.acteongroup.com)

